

## INFORMATIONSHINWEIS DES HERSTELLERS

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS:** Alle Oakley-Fassungen für optische Brillengläser entsprechen den Bestimmungen von Richtlinie 93/42/EWG des Rates und somit auch dem Standard ISO 12870.

**PFLEGE UND WARTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich milde Seife und Wasser, um Ihre Oakley-Fassungen für optische Brillengläser zu reinigen (Brillengläser ausgeschlossen). Trocknen Sie das Produkt nach dem Abspülen, indem Sie es vorsichtig mit der mitgelieferten Mikrofaser-Stofftasche abtupfen.

**NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG:** Diese Fassung für optische Brillengläser ist nicht dafür vorgesehen, den Tragenden vor jedweder Art von Verletzung im Falle eines Auftreffens harter Gegenstände zu schützen. Um ein optimales Leistungsverhalten zu gewährleisten, muss ein Glas fest in den Rahmen eingepasst sein. Sofern sie nicht ausdrücklich entsprechend markiert und gekennzeichnet sind, sind Fassungen für optische Brillengläser nicht für einen Einsatz als industrielle Schutzausrüstung vorgesehen.